


# 离子阱毒品现场鉴别仪

Field Drug Analyzer

FDA-R500



## 主要技术与性能指标


- 检测灵敏度：0.02 ng
- 分辨率：500
- 样品分析时间：<3 s
- 可检测毒品：40 种易挥发和难挥发毒品及其混合物、芬太尼类

## 主要应用

边防检查站、公安现场处置、毒品现场稽查、科学研究等

## 代表性应用成果

- 云南边防站缴获芬太尼类药丸中毒品混合物的检测
- 公安部门缴获的鸦片和大麻中多种难挥发毒品的成分分析



主要用户单位	公安、边防检查站、缉毒等部门，分析化学领域科研团队，以及检测服务平台等
研制单位	中国科学院大连化学物理研究所
联系方式	李海洋 0411-84379509, 13500797559 hli@dicp.ac.cn